

Характеристики теста Детермин сифилис

Determine™ Syphilis TP Экспресс-тест на Сифилис

Высокая чувствительность и специфичность:

Всего 325 образцов от пациентов, отрицательных на сифилис, и 176 положительных на сифилис образцов из трех исследовательских центров в Японии были протестированы с помощью **Determine™ Syphilis TP** и двух альтернативных тестов, имеющих на рынке.

	Образцы	Determine™ Syphilis TP	Тест А	Тест В
Специфичность	Отрицательные на сифилис	100%	100%	100%
Чувствительность	Положительные на сифилис	100%	97.73%	94.32%