


Alere Determine Chase Buffer

Условные обозначения



Хранить при температуре 2—30 °C

IVD Для диагностики *in vitro*

CHASE BUFFER Аналитический буфер

RU

Название и назначение

Аналитический буфер используется с тест-системами Alere Determine™ HIV-1/2, HIV-1/2 Ag/Ab Combo, Syphilis TP, и HBsAg при анализе образцов цельной крови. Дополнительную информацию см. в инструкциях к соответствующим тест-системам.

Состав

CHASE BUFFER 1 флакон (2,5 мл) аналитического фосфатного буфера.

Консерванты: противомикробные средства.

Консультационная линия

Для получения дополнительной информации свяжитесь со своим дистрибьютором или с одним из указанных центров технической поддержки компании Alere.

Африка, Россия, СНГ: Тел.: +972 8 9429 683

Адрес электронной почты: ARCISproductsupport@alere.com

Азиатско-Тихоокеанский регион: Тел.: +61 7 3363 7711

Адрес электронной почты: APproductsupport@alere.com

Европа и Ближний Восток: Тел.: +44 161 483 9032

Адрес электронной почты: EMEprouductsupport@alere.com

Латинская Америка: Тел.: +57 01800 094 9393

Адрес электронной почты: LAprouductsupport@alere.com



Alere Medical Co., Ltd.
357 Matsuhidai, Matsudo-shi, Chiba,
270-2214, Japan
Tel +81-47-311-5750
Fax +81-47-311-5751



Alere Ltd.
Pepper Road, Hazel Grove,
Stockport, SK7 5BW, UK